

Pravidla pro posílání pipet ke kalibraci nebo servisní opravě

Pravidla byla vytvořena pro ochranu Vašeho vlastnictví, abychom zajistili co nejbezpečnější manipulaci s pipetami a na druhé straně také ochranu pracovníků servisu před infekčními a nebezpečnými látkami. Je tedy naším společným zájmem jejich dodržování.

Pipety pro kalibrace nebo opravy před odesláním vyčistěte a dekontaminujte. Pipety řádně zabalte, aby byla zajištěna co nejbezpečnější přeprava (použijte pevnou krabici a bublinkový igelit, polystyrenové peletky aj.). Příjemce neručí za škody vzniklé nedostatečným zabalením.

K pipetám přiložte vyplněnou objednávku a *dekontaminační protokol*. U pipet Eppendorf je v rámci kalibrace také provedena základní údržba a kontrola nebo dle požadavku minimální servis (v celkové výši do ceny uvedené v objednávkovém formuláři).

Kalibrace pipet musí být provedena s typem špiček, které používáte. Údaj o použitých špičkách je zaznamenám v kalibračním listu. Kalibrace pipet výrobce Eppendorf je prováděna standardně s originálními špičkami Eppendorf epT.I.P.S. Pokud používáte špičky jiného výrobce, pak k pipetám přiložte dostatečný počet těchto špiček:

- a. pro pipety s fixním objemem 15 špiček
- b. pro pipety s nastavitelným objemem 3 x 15 špiček
- c. pro vícekanálové pipety: 3 x 15 špiček x počet kanálů

Zbýlé špičky vrátíme s pipetou zpět.

Předání pipet může být po dohodě provedeno naším pracovníkem.

Pipety zasílejte na tuto adresu:

Kalibrační laboratoř
Voděradská 2552/16
251 01 Říčany u Prahy

Děkujeme za spolupráci.

Zdeněk Pošvec